



Matériel coussins de positionnement



COUSSINS DE POSITIONNEMENT CLINIBED GAMME D'AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE POUR LE PATIENT DE LA COLLECTIVITE MEDICALE



Coussins de Positionnement pour la prise en charge du patient allongé.

Dispositif médical qui assure le calage et contribue à la prévention de l'escarre. La Gamme de Coussins CLINIBED permet différentes combinaisons pour les positions allongées du patient et agit efficacement sur le confort, le bien-être et la prévention de l'escarre. Gamme destinée aux collectivités médicales : Hôpitaux, Cliniques, EHPAD...

La technologie de remplissage micro-billes assurent un positionnement de grand confort pour le patient grâce à son effet ergonomique.

Assure le calage et l'ergonomie complète du patient en position allongée et semi-allongée. Les coussins agissent efficacement sur la diminution des points de pressions des zones d'appui :

Coudes, talons, hanches, genoux. Ils permettent un positionnement en décubitus latéral 30° et en semi-fowler à 30°. Les coussins CLINIBED permettent de trouver la bonne installation globale du patient allongé dans le cadre du nursing.

CHAQUE PRODUIT EXISTE EN 2 VERSIONS :



Couleur bleue : Pour le patient adulte de taille standard.
Couleur verte : Pour la pédiatrie et le patient de petite taille.

COMPOSITION :

Enveloppe CLINICARE Bi-élastique (polyamide enduit polyuréthane).
Remplissage microbilles de polystyrène de fine granulométrie.

ENTRETIEN :

Se décontamine avec un spray de surface haute non chloré.
Nous préconisons l'utilisation de produits ANIOS.
Lavage possible en machine à 95 °c

POURQUOI CHOISIR UN COUSSIN DE POSITIONNEMENT CLINIBED ?

C'est un produit fabriqué en France. Nous sommes leader et experts depuis plus de 20 ans dans la fabrication de coussins de positionnement.

Notre éco-engagement : Transformer notre métier pour réduire notre empreinte environnementale. Désormais le volet développement durable est aussi notre priorité dans notre activité de Fabricant.

Circuit Court : Le tissu est Fabriqué à 3 km de notre Usine. Les micro-billes sont fabriquées dans les Hauts de France. La confection et la production sont 100% Fabriquées en FRANCE dans notre site de WATTRELOS (59). (Pas de sous-traitance en zone low-cost).





CLINEG0605



CLINEG0881

COUSSIN RECTANGULAIRE

Maintien et calage de l'abdomen en position de décubitus latéral.

Multi-fonctions Calage, protection et décharge : des coudes, des genoux, des mollets, des malléoles.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0605HLEN – CLINEG0881HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0605	BLEU	595 gr	40 x 60 cm
CLINEG0881	VERT	295 gr	45 x 30 cm

COUSSIN DEMI RECTANGULAIRE LOT DE 2

Maintien et calage de l'abdomen en position de décubitus latéral.

Multi-fonctions Calage, protection et décharge : des coudes, des genoux, des mollets, des malléoles.
(Uniquement en couleur bleue).

En option Housse Lyocell : CLINEG0606HLEN

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0606	290 gr	40 x 30 cm



CLINEG0606



CLINEG0613



CLINEG0884

COUSSIN TUBE CYLINDRIQUE

Entre les jambes et les genoux en décubitus latéral pour prévenir des frictions.

Décharge les talons.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0613HLEN – CLINEG0884HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0613	BLEU	450 gr	70 x 17 cm
CLINEG0884	VERT	185 gr	45 x 14 cm

COUSSIN TUBE DEMI CYLINDRIQUE LOT DE 2

Entre les jambes et les genoux en décubitus latéral pour prévenir des frictions.

(Uniquement en couleur bleue)
(Uniquement en couleur bleue).

En option Housse Lyocell : CLINEG0614HLEN

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0614	225 gr	30 x 17 cm



CLINEG0614



CLINEG0610



CLINEG0883

COUSSIN DÉCUBITUS LATÉRAL

Maintien et cale le dos, les épaules, en position décubitus latéral.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0610HLEN – CLINEG0883HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0610	BLEU	1,650 gr	200 x 35 cm
CLINEG0883	VERT	885 gr	135 x 25 cm

COUSSIN DORSAL

Ce coussin soutient le patient en position semi-assise ou en décubitus latéral au lit.

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG1301	BLEU	2,500 gr	260 x 60 cm
CLINEG1305	VERT	2,000 gr	215 x 45 cm




CLINEG1301



CLINEG1305



CLINEG0608



CLINEG0882

COUSSIN DEMI-LUNE

Maintien et cale en position décubitus latéral. Maintien du dos, des épaules, des bras, en position assise au lit.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0608HLEN - CLINEG0882HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0608	BLEU	1,140 gr	190 x 35 cm
CLINEG0883	VERT	915 gr	140 x 35 cm

COUSSIN TRIANGULAIRE

En position allongée cale les genoux, les mollets.

Permet la décharge des talons en association avec un coussin tube cylindrique, un coussin de décharge talonnière.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0607HLEN – CLINEG0887HLEN

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0607	960 gr	55 x 30 cm
CLINEG0887	505 gr	45 x 23 cm



CLINEG0607



CLINEG0887



CLINEG0616



CLINEG0885

TALONNIÈRE

Prévient de l'escarre du talon. Il soulage la pression du pied.

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0616	BLEU	140 gr	Taille unique
CLINEG0885	VERT	100 gr	Taille unique

COUSSIN BOUÉE

Cale la nuque et la tête en position de décubitus latéral.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0612HLEN – CLINEG0880HLEN

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0612	445 gr	130 x 18 cm
CLINEG0880	350 gr	106 x 14 cm



CLINEG0612



CLINEG0880



CLINEG0615



CLINEG0888

COUSSIN ABDUCTION

Ce coussin est utilisé au lit, en position allongée, dans la zone de l'entre-jambe.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0615HLEN – CLINEG0888HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0615	BLEU	295 gr	30 x 20 x 15 cm
CLINEG0888	VERT	155 gr	23 x 10 x 10 cm

COUSSIN OS

Ce coussin est utilisé au lit. Positionné à l'entrejambe, il prévient les risques de frottements.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0919HLEN – CLINEG0890HLEN

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG919	280 gr	34 x 24 x 10 cm
CLINEG0890	200 gr	28 x 19 x 6 cm



CLINEG919



CLINEG0890



CLINEG0611



CLINEG0886

COUSSIN SEMI-FOWLER

Ce coussin s'adapte à toutes les morphologies. Il soutient le patient en position semi-Fowler (dossier incliné à 30° et inclinaison du bassin à 30°).

Se place sous les cuisses, le plot vers l'avant entre les genoux.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0611HLEN – CLINEG0886HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0611	BLEU	1,050 gr	70 x 48 cm
CLINEG0886	VERT	840 gr	50 x 35 cm

COUSSIN HEMI ARM

Dans le fauteuil, ce coussin soutient les membres supérieurs des personnes hémiplegiques.

En option Housse Lyocell :
CLINEG0732HLEN- CLINEG0889HLEN

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0732	780 gr	55 x 35 cm
CLINEG0889	620 gr	42 x 25 cm



CLINEG0732



CLINEG0889



CLINEG0609


DÉCHARGE TALONNIÈRE

Décharge les talons.

Se fixe au matelas grâce à une sangle.

En option Housse Lyocell : CLINEG0609HLEN

PRODUIT	COULEUR	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0609	BLEU	295 gr	85 x 20 cm



POUF

Permet la détente complète du corps en position allongée.

PRODUIT	POIDS	DIMENSIONS EN CM
CLINEG0618	8 kg	Diam 110 cm
CLINEG0619	9,6 kg	Diam 130 cm



CLINEG0617



CLINEG0891

SAC

Sac de Transport pour KIT de coussins CLINIBED.

PRODUIT	COULEUR
CLINEG0617	BLEU
CLINEG0891	VERT



